

檢驗項目：Ear、Eye culture

檢驗代碼：130071（嗜氧培養）

130081（厭氧培養）

院內檢驗 委外代檢

檢體採檢：適量的檢體採集；且盡可能採集到真正被感染的部位，可提升培養的陽性率。

採檢容器：藍頭嗜氧採檢棒

黑頭厭氧採檢棒

報告時效：嗜氧培養：3~7 天

厭氧培養：7~10 天

參考區間：No Growth

危險值：無

臨床意義：眼睛(Eye)、耳(Ear)應無任何細菌存在，除非檢體遭污染。任何細菌存在，代表感染。

補單、複檢時效：無

影響檢驗結果的原因：未在病人服用抗生素前或傷口局部治療之前收集檢體，以致藥物干擾培養結果。

是否需患簽署同意書：否

注意事項：採檢後立即送檢若不能立刻送至檢驗室應置於室溫。