

檢驗項目：CSF culture

檢驗代碼：130071 (嗜氧培養)

130081 (厭氧培養)

院內檢驗 委外代檢

檢體採檢：1. 檢體最小量為 1 cc。

2. 同時做嗜氧與厭氧培養, 請送二管 THIO 培養管。

採檢容器：無菌白頭專用試管 (含培養液)

報告時效：嗜氧培養:3~7 天

厭氧培養:7~10 天

參考區間：No Growth

危險值：無。

臨床意義：腦膜炎在臨床上是非常嚴重的疾病，常能危及生命。依病源的不同，腦膜炎可分為細菌性、真菌性及無菌性腦膜炎。於臨床上並不易以病徵來加以區分。因此，抽取腦脊髓液作微生物檢查，為診斷之必要步驟。

補單、複檢時效：無。

影響檢驗結果的原因：1. 病人使用抗生素，會干擾培養結果。

2. CSF 需即時處理，因腦膜炎雙球菌者，對溫度極敏感，易導致細菌死亡。

是否需患簽署同意書：否

注意事項：如不能馬上培養，必需先置放於 35°C CO₂ 培養箱。