

檢驗項目：Stool culture

檢驗代碼：130071 (嗜氧培養)

130081 (厭氧培養)

院內檢驗  委外代檢

檢體採檢：1. 以採檢棒沾取糞便送檢。

2. 若懷疑是由 Clostridium difficile 所引起的腸炎，臨床醫師要特別的註明，並以黑頭厭氧採檢棒採檢。

採檢容器：藍頭嗜氧採檢棒

黑頭厭氧採檢棒

報告時效：嗜氧培養:3~5 天

厭氧培養:7~10 天

參考區間：Normal enteric flora

危險值：無

臨床意義：藉由糞便之培養，檢測出患者是否為致病性細菌感染如：桿菌性疾疾、傷寒等，並經由抗生素藥敏試驗，提供醫師診斷用藥的依據。

補單、複檢時效：無

影響檢驗結果的原因：1. 未收集到真正病灶處之檢體。

2. 病人使用抗生素，會干擾培養結果。

是否需患簽署同意書：否

注意事項：1. 採檢後立即送檢，若不能立刻送至檢驗室應放於 4°C 冰箱。

2. 若為體檢所需；檢體欄位請確實勾選：Stool for Salmonella & Shigella。